

# Gel hydroalcoolique bacyde en flacon-pompe LABOJAL

Article: 240004





Photo non contractuelle, suggestion de présentation

## Les spécificités produit

■ Pays de transformation (\*) : ■ 🍱

■ Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A, Sans chlore, Sans EDTA, Sans parfums, Sans polyphosphates, Sans phtalates

## Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : GEL HYDROALCOOLIQUE

Descriptif produit : Flacon de 1 L. Colis de 6 flacons

Conservation: Ambiant

Conditionnement: Colis de 6.000 Flacon de 0.880 kg

Composition indicative	%	
ETHANOL	65.2	
PROPAN-2-OL	3	

Nous vous recommandons de consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Pays de transformation : France [Département(s) : 69]

**Produit biocide :** Oui **Produit biodégradable :** Oui

Type de danger :



Agréé contact alimentaire : Oui

Conforme à la réglementation concernant les produits de nettoyage de surfaces destinés

à être en contact avec les denrées alimentaires

Comestible: Non

Normes NF: EN 1040 : bactéricide, EN 1275 : fongicide, EN 1276 : bactéricide phase 2 - étape 1, EN

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 16/08/2023 15:13 N° de version : 6.1



## Gel hydroalcoolique bacyde en flacon-pompe LABOJAL

Article: 240004

13624 : fongicide (pour le domaine médical) phase 2 - étape 1, EN 13727 : bactéricide (pour le domaine médical) phase 2 - étape 1, EN 14476 : virucide phase 2 - étape 1, EN

1650 : fongicide phase 2 - étape 1

Durée de vie totale du produit (jours): 1,095

Fragrances allergisantes: Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques: Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A, Sans chlore,

Sans EDTA, Sans parfums, Sans polyphosphates, Sans phtalates

Taux de TVA: TVA réduite - 5,5%

Code nomenclature douanière: 34013000 - Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la

peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même

contenan<sup>a</sup>

Paramètre physique-chimique	Valeur	Paramètre physique-chimique	Valeur
рН	8 (+/-1)		

### Conseils d'utilisation

Avec rinçage: Non
Temps de contact (minutes): 30 s

Conseil d'utilisation : Le Gel Hydro Alcoolique désinfecte en une opération : hygiène des mains assurée.

Appliquer le gel pur sur vos mains sèches et exemptes de souillures. Frictionner 30 secondes pour un usage bactéricide, 1 minute pour un effet virucide contre le H1N1

N° de version: 6.1

ou le Rotavirus.

Ne pas rincer, ne pas utiliser de serviette. A utiliser régulièrement.

### **Données logistiques**

Unité	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Nb d'UQB	Unité Quantité de Base	Nb de colis par unité	Dimensions en mm (PxlxH)	EAN/GTIN
Flacon	0.88	1	1	Flacon			3700222530244
Colis	5.28	6	6	Flacon		325x185x257	
Couche	52.8	0	60	Flacon	10		
Palette	211.2	0	240	Flacon	40	1200x800x1028	

Volume (litre): 1