

Lingette détergente désinfectante en paquet de 100 OXIVIR EXCEL

Article : 300281



Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Les spécificités produit

■ Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A, Sans chlore, Sans EDTA, Sans parfums, Sans polyphosphates, Sans phtalates

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Lingettes détergentes et désinfectantes à large spectre pour le matériel médical non invasif et les surfaces non poreuses

Descriptif produit : Colis de 12 paquets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 12.000 Paquet / Terrine de 0.334 kg

Composition indicative	%
Peroxyde d'hydrogène	1

Nous vous recommandons de consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Pays de transformation : Allemagne, Hongrie

Produit biocide : Oui

Comestible : Non

Normes NF : EN 1276 : bactéricide phase 2 - étape 1, EN 13624 : fongicide (pour le domaine médical) phase 2 - étape 1, EN 13727 : bactéricide (pour le domaine médical) phase 2 - étape 1, EN 14476 : virucide phase 2 - étape 1

Type de produit biocide : TP2

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A, Sans chlore, Sans EDTA, Sans parfums, Sans polyphosphates, Sans phtalates

Taux de TVA : TVA normale - 20%

Lingette détergente désinfectante en paquet de 100 OXIVIR EXCEL

Article : 300281

Code nomenclature douanière : 38089490 - Désinfectants, conditionnés pour la vente au détail ou présentés à l'état de préparations ou sous forme d'articles (à l'exclusion des produits à base de sels d'ammonium quaternaire ou de composés halogénés ainsi que des produits de la sous-position 3808.5

Paramètre physique-chimique	Valeur	Paramètre physique-chimique	Valeur
pH	2 (max)		

Conseils d'utilisation

Avec rinçage : Non

Temps de contact (minutes) : 30s à 5min

Conseil d'utilisation : 1. Retirer les grosses salissures. 2. Ouvrir le paquet de lingettes, prendre une seule lingette et le refermer. 3. Appliquer sur la surface, s'assurer que toute la surface est humidifiée, laisser sécher. 4. Changer la lingette quand elle n'humidifie plus la surface, est visiblement souillée ou en cas de changement de la surface à nettoyer.
TEMPS DE CONTACT : 30s à 5min (en fonction des germes comme indiqué sur l'étiquette du produit)

Données logistiques

Unité	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Nb d'UQB	Unité Quantité de Base	Nb de colis par unité	Dimensions en mm (PxlxH)	EAN/GTIN
Paquet	0.334	0.522	1	Paquet / Terrine			7615400770533
Colis	4.008	6.264	12	Paquet / Terrine		255x160x50	7615400770526
Couche	48.096	0	144	Paquet / Terrine	12		
Palette	192.384	300.672	576	Paquet / Terrine	48	1200x800x200	
Pièce unitaire	0.334	0	1	Paquet / Terrine			